



Etiquette patient

Noter UF si différent
de l'étiquette

Nom prescripteur :

Nom préleveur :

RENSEIGNEMENTS:



Date de prélèvement
obligatoire

--	--	--	--	--	--

Heure de prélèvement
obligatoire

--	--	--	--

☐ FNCDEM

ENVOIS

**Pas de microtube - Pas de volume de sang <2ml - ATTENTION AUX TUBES A CONGELER : les descendre aussitôt.
Pour le labo: les prélèvements avec " * " sont à traiter de façon particulière.**

☐ CERBA ☐ AC anti GAD [X_31] 1 jaune à cong ☐ CERBA ☐ AC anti îlots de Langerhans [X_86] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ AC anti IA2 [X_85] 1 jaune à cong ☐ CERBA ☐ Infliximab: dosage résiduel [X_10254] 1 jaune cong + fiche CERBA sur intranet ☐ ☐ AC anti-Infliximab [X_10254] 1 jaune cong ☐ CERBA ☐ AC anti insuline [X_88] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ AC anti-Musk [X_10256] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ AC anti-neurones [X_8697] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ AC anti-Plaquettes [X_11450] 4 EDTA + 3 jaunes à 4°C + formulaire ☐ CERBA ☐ AC anti récepteur de l'Acétylcholine [X_122] 1 jaune cong ☐ CERBA ☐ Sérologie amibiase [X_353] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie aspergillaire [X_477] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de la Brucellose [X_547] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie Bartenella Henselae Griffé du chat [X_490] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie Chlamydiae Pneumoniae [X_7785] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie Chlamydiae Trachomatis [X_9418] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de Deltavirus Ac [X_1391] (si AgHbS pos) 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de Dengue [X_7973] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie Herpès Virus 1 et 2 [X_8538] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de hydatidose [X_1462] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de Légionelles [X_2944] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de Leptospirose [X_2954] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de Mycoplasme hominis [X_7982] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de Mycoplasma pneumoniae [X_7977] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie du Parvovirus [X_9463] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de Rickettsiose [X_3615] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de Rougeole [X_3621] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de Varicelle Zona VZV [X_3918] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Sérologie de Yersinia (X_4047) 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Acide hyaluronique [X_210] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Acides biliaires [X_243] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ ACTH Hormone corticotrope [X_255] EDTA aprotinine demander au labo cong ☐ à prélever le matin ☐ CERBA ☐ ADH Hormone antidiurétique [X_298] 1 vert cong * ☐ CERBA ☐ Aldolase [X_337] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Aldostérone [X_11634] 1 violet cong. Noter l'heure sur le tube ☐ ☐ couché : après 2 H de décubitus ☐ ☐ debout: après 1h de déambulation ☐ CERBA ☐ Alpha1 Anti-trypsin [X_436] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Alphagalactosidase [X_11725] 1 vert sans gel 4°C ☐ CERBA ☐ AMH hormone antimüllérienne [X_1445] 1 jaune cong ☐ (J3 J4 cycle femme) ☐ CERBA ☐ Androstène dione delta 4 [X_11815] 1 jaune 4°C (adulte) ☐ CERBA ☐ Angiotensine II [X_11930] 1 violet cong Attention si enfant[X_394]* ☐ CERBA ☐ Calcitonine ou Thyrocalcitonine - à jeun [X_10349] 1 jaune cong * ☐ CERBA ☐ Catécholamines [X_678] 1 violet vol 2,5ml mini cong ☐ adrénaline/dopamine/noradrénaline	☐ CERBA ☐ Céruléoplasmine [X_683] 1jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Cuivre [X_10041] 1 rouge 4°C ☐ CERBA ☐ CH 50 complément [X_10193] 1 jaune cong * ☐ CERBA ☐ Cholinestérases sériques [X_783] 1jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Chromogranine A [X_9502] 1jaune 4°C cong* ☐ CERBA ☐ Ciclosporine [X_791] 1violet 4°C avant 1 nouvelle prise ☐ Posologie+date/heure dernière prise : ☐ CERBA ☐ Cortisol Binding Proteine CBG [X_878] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Cortisone [X_880] 1vert foncé 4°C ☐ CERBA ☐ CTX sg [X_906] 1 jaune matin à jeun cong ☐ CERBA ☐ Déhydroépiandrosterone DHA [X_999] 2ml mini 1jaune 4°C ☐ CERBA ☐ DHA sulfate (sDHA) [X_1007] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ DPD (Uracilémie) [X_11561] 1 violet + document cong* ☐ CERBA ☐ 17 Hydroxyprogestérone [X_3541] 1 jaune à 4°C ☐ CERBA ☐ Elastase [X_1075] Selles ☐ CERBA ☐ Enzyme de conversion de l'Angiotensine [X_1127] 1jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Erythropoïétine EPO [X_1131] 1 jaune cong ☐ CERBA ☐ Estradiol ENFANT [X_1142] 1 jaune 2ml mini 4°C ☐ ☐ Estradiol HOMME [X_1142] 2 ml mini 1jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Folates érythrocytaires 1 violet 4°C [X_10434] ☐ CERBA Fractions du complément: ☐ ☐ C1q [X_828] 1 jaune cong ☐ ☐ C1estérase inhibiteur [X_837] 1 jaune à 4 °C ☐ CERBA ☐ Fructosamine [X_1220] 1 EDTA violet ☐ CERBA ☐ Galactomananne [X_476] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ BD GLUCANE [X_11108] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ G6PD [X_1231] 1 EDTA 4°C ☐ CERBA ☐ GH Hormone de croissance [X_1447] 1jaune cong ☐ CERBA ☐ HLAB27 Antigène [X_1434] 2 EDTA violet ☐ CERBA ☐ IGF1 (Somatomédine C) [X_8693] 1 jaune cong ☐ CERBA ☐ Immuns Complexe [X_841] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Immunoglobulines Sous classe IgG 1 [X_2556] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Immunoglobulines Sous classe IgG 2 [X_2559] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Immunoglobulines Sous classe IgG 3 [X_2561] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Immunoglobulines Sous classe IgG 4 [X_2563] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Isoniazide INH [X_10136] 1 jaune cong ☐ CERBA ☐ FIBROMETRE [X_11653] 2 jaunes 4°C+1bleu cong +1 violet ☐ CERBA ☐ HOMOCYSTEINE [X_1437] 1 jaune 4°C ☐ CERBA Immunophénotypage lymphocytaire 2 + formulaire ☐ Prélever le jour de l'envoi du prél ☐ ☐ complet (hémat) [X_2835] 2 violets ☐ ☐ CD3, CD4 , CD8 (patients VIH+) [X_3660] 1 violet ☐ CERBA ☐ Inhibine B (J3 J4 cycle femme) [X_2841] 1jaune cong ☐ CERBA ☐ Iodémie [X_2875] 1 jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Insuline libre [X_2846] 1 violet : plasma cong ☐ CERBA ☐ Keppra [X_2965] 1jaune 4°C ☐ CERBA ☐ Lithium [X_2998] 1jaune 4°C ☐ CLERMONT ☐ Lithium urgent [Z_lithium] 1 rouge
---	--

Antigènes aspergillaires

Consentement
obligatoire

Posologie+date et heure
dernière prise :

Horodatage:

Noter dans cet encart les demandes d'envoi absentes de cette feuille :
(Appeler le labo pour obtenir les conditions de prélèvement)



CERBA ☐ Lysozyme [X_3016] 1 jaune 4°C	CERBA ☐ 6TGN Thioguanine Nucléotide[X_8745]1 EDTà 4°C	A Prélever le jour de l'envoi avant 12 h
CERBA ☐ Ostéocalcine [X_3386] 1 jaune cong	CERBA ☐ Tacrolimus [X_3745] 1 EDTA 4°C avant nouvelle prise	
CERBA ☐ Peptide C [X_559] 1 jaune cong	Posologie+date/heure dernière prise :	
CERBA ☐ Lamotrigine [X_2897] 1 rouge 4°C	CERBA ☐ Testostérone ENFANT [X_11597] 1 jaune 2ml mini 4°C	
CERBA ☐ Phénytoïne [X_3452] 1 vert foncé sans gel 4°C	CERBA ☐ Testostérone FEMME [X_3773] 1 jaune 2ml mini 4°C	
avant une nouvelle prise et toujours à la même heure	CERBA ☐ Testostérone HOMME [X_3779] 1 jaune 2ml mini 4°C	
CERBA ☐ Phosphatases alcalines osseuses [X_10367] 1 jaune cong	CERBA ☐ Testostérone libre [X_3767] 1 jaune 4°C	
CERBA ☐ Protoporphyrines [X_3577] 1 violet sans lumière + bon cf labo	CERBA ☐ Thyroglobuline [X_10375] 1 jaune 4°C	
CERBA ☐ Proinsuline [X_3545] 1 edta violet cong	CERBA ☐ Transferrine carboxy déficiente [X_11674] 1 jaune 4°C	
CERBA ☐ Progestérone [X_3536] 1 jaune 4°C	CERBA ☐ Vitamine A (rétinol) [X_8500] 1 vert foncé sans lumière cong	
CERBA ☐ PTH-RP [X_3593] 1 EDTA-aprotinine à demander au labo cong	CERBA ☐ Vitamine B1 (thiamine) [X_12205] 1 violet ss lumière sg tot cong	
CERBA ☐ Pyruvate kinase [X_3594] 1 EDTA 4°C	CERBA ☐ Vitamine B2 (riboflavine) [X_12146] 1 violet ss lumière cong	
CERBA ☐ Pyuvate- acide pyruvique [X_230] tube spécial voir avec labo cong	CERBA ☐ Vitamine B6 [X_12208] 1 violet sans lumière cong	
CERBA ☐ Rénine [X_11635] 1edta violet cong	CERBA ☐ Vitamine C [X_3991]1 vert foncé sans lumière au labo <30 mn cong	
☐ couché >2H à apporter au labo rapidement	CERBA ☐ Vitamine E [X_8501] 1 vert foncé sans lumière cong	
☐ debout	CERBA ☐ Vitamine K1 [X_3999] 1 vert foncé sans lumière cong	
CERBA ☐ SCC [X_10108] 1 jaune à 4 °C	CERBA ☐ Zinc [X_4055] 1 rouge 4°C	
CERBA ☐ Sélénium [X_3636] 1 rouge 4°C	CERBA ☐ CONTROLE VACCINAL:Tetanos [X_3782] 1 jaune 4°C	
CERBA ☐ Sérotonine [X_7810] 1vert foncé cong	CERBA ☐ CONTROLE VACCINAL:Diphtérie [X_1031] 1 jaune 4°C	
CERBA ☐ Sex binding Protein SHBG TEBG [X_3649] 1 jaune 4°C	CERBA ☐ CONTROLE VACCINAL:Pneumo [X_3670]1 jaune4°C	
CERBA ☐ Somatostatine [X_8123] EDTA-aprotinine à demander au labo cong	CERBA ☐ CONTROLE VACCINAL:Polio [X_1080] 1 jaune 4°C	
CERBA ☐ Sous unités Alpha libre FSH,HCG,LH,TSH [X_3663] 1jaune 4°C	CERBA ☐ CONTROLE VACCINAL: Haemophile [X_1284]1 jaune4°C	

ENVOI EXTERIEUR HORS CERBA

HNECK ☐ Acides aminés [Z_ACIDES-AMINES-SANG] 1 vert foncé cong *	AMIENS ☐ AC anti HLA [Z_ACHLA] 3 jaunes à 4 °c
TROUSS ☐ Alpha 2 anti-plasmines [Z_A2AP] 1citraté	TENON ☐ TIH [Z_TIH] 2 jaunes + 2 bleus + fiche de renseignement cong
HNECK ☐ Point Redox [Z_POINTS-REDOX-SANG] bon spécial cf labo *	

ENVOIS EXTERIEURS SUR LES URINES

DIURESE :

CERBA ☐ 5 HIA 'acide 5 hydroxyindolacétique [X_25] Sur HCl (pH2). Urines à 4°C pendant le recueil. Régime alimentaire	
CERBA ☐ Acide Oxalique [X_3389] * Sur HCl (pH2). Urines à 4°C pendant le recueil. Bien mélanger 1 Aliquot de 10ml congelé (1 seul si citraturie)	
CERBA ☐ Acide Citrique [X_795] * Sur HCl (pH2). Urines à 4°C pendant le recueil.	
CERBA ☐ Acide Homovanillique HVA [X_8494] Sur HCl (pH2). à 4°C . Adultes: Urines des 24 h . Enfants de moins de 15 ans: Urines de la nuit .	
CERBA ☐ Acide Vanylmandélique VMA [X_8502] Sur HCl (pH2). à 4°C . Adultes: Urines des 24 h . Enfants de moins de 15 ans: Urines de la nuit .	
CERBA ☐ Acides Organiques [Z_AC-ORGANIQUES-URIN] 2 Echantillons des Urines de la nuit congelés .	
CERBA ☐ Aldostérone [X_342] 1 Echantillon des Urines de 24 H à 4°C .	
CERBA ☐ Catécholamines fractionnées [X_680] Sur HCl (pH2). à 4°C . Urines des 24 h pour les adultes.	
CERBA ☐ CMV [X_10447] 1 Echantillon des Urines à 4°C .	
CERBA ☐ Cortisol urinaire [X_4155] 1 Echantillon des Urines de 24 H à 4°C .	
CERBA ☐ Cotinine [X_883] 1 Echantillon des Urines (10ml) à 4°C .	
CERBA ☐ Cuivre [X_912] 1 Echantillon des Urines de 24 H à 4°C .	
CERBA ☐ Iodures [X_10135] 1 ech des urines de 24h à 4°C. A distance d'utilisation de produits de contraste ou de sol. iodées.	

ENVOIS EXTERIEURS SUR LES AUTRES LIQUIDES : LBA/LCR/PONCTION

LCR ☐ Electrophorèse des proteines [X_3569] 4°C	☐ Isoelectrofocalisation [X_8701] LCR 4°C + 1 tube jaune (sérum)	
☐ Enzyme de conversion [X_9416] cong	☐ Marqueur Alzheimer [X-3028] cong	
☐ Ac anti syphilis [X_8525] 4°C	☐ Ac anti lyme [X_9649] 4°C	LCR LARIBOISIERE
☐ Anti neurones [X_10128] 4°C	☐ Ac anti NMO [X_10118] 4°C	☐ Protéine 14.3.3 [Z_PROTEINE-14-3-3-LC] 4°C
LBA ☐ Typage lymphocytaire [Z_LYLBA] LBA + 1 tube EDTA	PONCTION ☐ Adénosine desaminase [X_10149] cong	

GENETIQUE

Oncogénétique: Caryotype.BRCA.ABL.JAK2 Maladies génétiques et troubles du développement
Pour le détail des prélèvements voir le manuel de prélèvement du laboratoire sur Viskali Site intranet du laboratoire
Et contacter le laboratoire pour organiser l'envoi