



Etiquette patient

Noter UF si différent de l'étiquette

Nom prescripteur :

Nom préleveur :

RENSEIGNEMENTS:



Date de prélèvement obligatoire

Grid for date of collection

Heure de prélèvement obligatoire

Grid for time of collection

Rajout d'analyses sur Bilan du / / à h

EXAMENS D'AUTO-IMMUNITE : 1 tube jaune bien rempli

Indication :

- Diagnostic, Suivi

Pathologie suspectée:

- Syndrome des anti-phospholipides, Sclérodémie systémique, Gougerot Sjogren, Autres, Thyroïdite auto immune, Lupus érythémateux systémique, Myopathies inflammatoires, Vascularites primitive, syndrome pneumo rénaux ou autres, Polyarthrite rhumatoïde, Maladie coeliaque, Connectivites mixtes

1 tube sec jaune pour l'ensemble des tests suivants:

- Recherche d'anticorps anti phospholipide, Recherche d'anticorps anti TPO, Recherche d'anticorps anti thyroglobuline, Recherche d'anticorps anti CCP, Facteur rhumatoïde, Anticorps anti récepteur de la TSH, Anticorps anti facteur intrinsèque, Recherche d'anticorps anti nucléaires, Recherche d'anticorps anti DNA natif, Recherche d'auto anticorps anti antigènes nucléaires solubles, Recherche d'anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae, Recherche d'anticorps anti ANCA, Recherche d'anticorps anti transglutaminase tissulaire, Recherche d'anticorps anti tissus non spécifiques, Ac anti-muqueuse lisse, anti mitochondriaux, Ac anti cellules pariétales, Recherche d'anticorps MPO/PR3, Recherche d'anticorps anti-SLA

Calprotectine sur prélèvement de selles

EXAMENS D'ALLERGOLOGIE: 1 tube jaune bien rempli

RESTRICTIONS au remboursement spécifiées par la nomenclature par prescription:

- 5 aéroallergènes unitaires maximum (pneumallergènes)
- 5 trophallergènes unitaires maximum
- 1 mélange de pneumallergènes
- 3 mélanges de trophallergènes
- pas de cumul d'IgE totales et tests de dépistage
- pas de cumul d'IgE totales et d'IgE spécifiques unitaires
- pas de cumul de tests de dépistage et d'IgE spécifiques unitaires

IGET

MELANGES D'ALLERGENES - TESTS DE DEPISTAGE

PNEUMALLERGENES

Phadiatop : acariens, animaux, moisissures, pollens herbacés, graminées et arbres

TROPHALLERGENES ADULTES Trophatop

- fx5 : Blanc d'oeuf, Lait de vache, cabillaud, Arachide, Soja, Blé
fx24 : Noisette, Crevette, Kiwi, Banane
fx25 : Sésame, Levure de bière, Ail, Céleri

TROPHALLERGENES ENFANTS

- fx26 : Blanc d'oeuf, Lait de vache, Arachide, Moutarde
fx27 : Poisson, Noisette, Soja, Blé
fx28 : Crevette, Kiwi, Bouf, Sésame

HORODATAGE DU BON

Etiquette labo



## DOSAGE D'IGE SPECIFIQUES

### AEROALLERGENES

#### ACARIENS

- Dermatophagoïdes pteronyssinus [D1]
- Dermatophagoïdes farinae [D2]

#### COMPOSANTS ALLERGENIQUES ACARIENS

- Dermatophagoides pteronyssinus rDer p1 [D202]
- Dermatophagoides pteronyssinus rDer p2 [D203]
- Dermatophagoides pteronyssinus rDer p10 Tropomyosine [D205]

#### POLLENS DE GRAMINEES

- Phléole des prés [G6]

#### COMPOSANTS ALLERGENIQUES POLLENS DE GRAMINEES

- Phléole des prés rPhl p 1 + rPhl p 5b [G213]
- Phléole des prés rPhl p 7 + rPhl p 12 [G214]

#### POLLENS D'HERBACEES

- Anémone commune [V6]

#### MICRO-ORGANISMES

- Aspergillus fumigatus [M3]
- Alternaria alternata [M6]

#### ANIMAUX

- Chat : squames [E1]
- Cheval : poils et squames [E3]
- Chien : squames [E5]
- Lapin : épithélium [E82]

#### POLLENS D'ARBRES

- Bouleau [T3]
- Frêne Commun [T25]
- Hêtre [T5]

#### COMPOSANTS ALLERGENIQUES POLLENS D'ARBRES

- Bouleau rBev 1 PR-10 [T215]

### TROPHALLERGENES

#### ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE

- Amande [F20]
- Gluten [F79]
- Muscade Rf282 [F266]
- Noix de macadamia [F345]
- Pois chiche [F309]
- Arachide [F13]
- Kiwi [F84]
- Noisette [F17]
- Noix de pécan [F201]
- Sésame : graines [F10]

- Blé [F4]
- Lentille [F235]
- Noix de Cajou [F202]
- Pistache [F203]
- Soja : graine [F14]

- Céleri [F85]
- Lupin : graine [F335]
- Noix de coco [F36]
- Pois [F12]

#### ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE

- Crevette [F24]
- Morue : cabillaud [F3]

- Lait de chèvre [F300]
- Lait de brebis [F325]
- Lait de vache [F2]

- Oeuf : jaune [F75]
- Oeuf entier [F245]
- Oeuf : blanc [F1]

#### COMPOSANTS ALLERGENIQUES ALIMENTAIRES

- Noisette rCor a 1 PR-10 [F428]
- Noisette rCor a 8 LTP [F425]
- Noisette nCor a 9 Protéine stockage [F440]
- Noisette rCor a 14 Protéine stockage [F439]

- Arachide rAra h 1 Protéine stockage [F422]
- Arachide rAra h 2 Protéine stockage [F423]
- Arachide rAra h 3 Protéine stockage [F424]
- Arachide rAra h 6 Protéine stockage [F447]
- Arachide rAra h 8 PR-10 [F352]
- Arachide rAra h 9 LTP [F427]

- Kiwi rAct d 8 PR-10 [F430]
- Soja rGly m4 PR-10 [F353]

- Lait de vache nBos d 4 alpha-lactalbumine [F76]
- Lait de vache nBos d 5 beta-lactoglobuline [F77]
- Lait de vache nBos d 8 Caséine [F78]

- Oeuf nGal d 1 Ovomucoïde [F233]
- Oeuf nGal d 2 Ovalbumine [F232]

### AUTRES DEMANDES D'IGE SPECIFIQUES: (ENVOIS EXTERIEURS) + 1 TUBE JAUNE SUPPLEMENTAIRE

**PARTIE RESERVEE LABO :**

PAS D'HORODATAGE:

TUBES EN PLUS :

SSEC